### オガンナギ 实验报告

日期: 2024.3.25 地点: 紫金港北学史等中心

课程名称: 著化实验(2)	指导老师:	陈晨	成绩: 95	
课程名称: 著化实验(2)	实验类型:	分析实验	同组学生姓名:	

一、实验目的和要求(必填)

三、主要仪器设备(必填)

五、实验数据记录和处理

七、讨论、心得

二、实验内容和原理(必填)

四、操作方法与实验步骤

六、实验结果与分析(必填)

#### 一、实验目的

1. 理解薄层色谱法的原理及其应用

3、了解对多组分混合物中各组分进行分别鉴定的一般方法

二、实验原理


订

1、色谱分析:

利用不同物质在两相(流动相和固定相)中具有不同的分散系数,当两相作相定运动时,这些物质在两相中进行物次反复的分配

来达到分离目的。 「流动相」「液体(角机溶剂、水溶液等)为液相色谱 气体(Nz, Hz, He等) 为气相色谱 固定相:吸附剂, AliO3、SiO2, 角机高聚物

2、薄层色谱法(ILC) 吸附剂对混合物各成分的吸附能力不同,在展开剂作用下,它们发生解析的速度不同,迁移速度也不同,从而实现分离.




100	AST	20	DOS.	
火	班	石	称	

姓名:


通过比较样品效点、与纯组分的比粉值(Rf)初步确定其化学组成。当实验条件固定时, 任何一种化合物的 Pf值是一个常数,可定性分析



3、色 谱实验条件的选择 ①改变流动相:



百服宁月分析用乙酸乙酯 教利痛分析用乙酸乙酯:石油醚=3:



4. 色谱的应用

气相色谱分析分离白酒中的物质 二甲氧基苯甲酉发的同分异构体液相色谱分离 液相色谱分析手性物质 快捷地判断有机合成实验中的反应进程

# 三、实验步骤及注意事项

#### 实验频骤

#### 1.制板

SmL 25% CMC → 调成粘胀 研磨 Smin 溶胀 → 铺板

(用研钵棒将调好的糊状硅胶的 涂在洗净后干燥的载玻片上。在桌面上 轻轻平高支,使薄层表面光滑并不含饱, 厚0.25-1,00mm,置于白瓷盘中账10-15min)

#### 注意事顶

- (1) CM C 羧甲基粉生 數蒙納作为
- (2)实际操作中研溶胀

2、活化

装

订

将導板放入烘箱·soc>南升温

15-110℃ 可用于实验的胶板

3、样品液制备 半颗药片研磨 粉沫 15ml 乙醇:直酸 搅拌/omin 过滤 > 收集滤液

诚步3聚处须进行/以除去核


实际实验中可从略过此步,直接拥 面级的溶液

4点样

取一块硅胶板,在起一端1cm处为起始 线。用毛细管在薄层板上点药品提取 浓,咖啡因标样和扑热息痛标样。样点 问题[cm.

山老颜色太浅,可重复点样,但 以、须得前次样点干燥后进行,防 止量多出现拖尾

(2)样点不宜过大,直径(3mm (3)起始线用铅笔轻按几位



盘上来 进事项 实验场骤 展开剂液面应始终处于点样线 5. 展开 特群点干燥,层析板<u>放水的</u>展开剂上升至距 取出 百服宁: 乙酸乙酯 用铅笔标记前粉酱 散划痛:3川2酸2或和后油酸 在紫外灯下观察深色斑点 6. 鉴定 特溶剂挥发形,将层析核放在紫外灯下观 察, T看到对应组分的斑点, 用铅笔级斑点 作记号, 计算各跃正点的比较值, 并将未知物 和标准样品比较。

## 四、实验数据与分析

# 表1: 百股宁遵层色谱实验数据

对2酰氨基酚	咖啡因	百月	是宁_
3.21	1.30	1.5	3,25
20-23	4.70		1411
0.683	0.277	0.266	0.691
	20 -2 -3	3.21 1.30	3.21 1.30 <b>1.</b> 35

表2: 散州痛薄层色谱实验数据

水Z、 BNN 相 身石 D TO					
	对乙酰氨基酚	咖啡因	散	划痛	_
原点到玻璃 距离 a/cm	2.8	0.95	1.01	2.60	3.%
原点列前沿 距离 b/cm		5.20			
Rf=a/6	0.540	0.183	0-194	0.500	0.762




图2:散利痛海层色谱分析

实验名称:	姓名:	学号:
数据分析及现象分析:		ALTHUR LO

- (1) 百服宁出现,两个政法,且时值与对己既氨基酚、咖啡园的标样 Rf值接近,误差在可接受范围内,因此可以认为自服宁王要多有冰两种组分
- (2)同理,散利痛出现三个斑点,两个与对己酰氨基酚、咖啡图的 标样Rf值接近,误差在可接受范围内,但还有一种未知成分
  - (3) 出现误差的原度因、
    - ①点样量过大, 政驻, 拖尾, 如、难以确定
    - ② 薄 椒 制作不均
    - 3)量距离时读数误差

五、实验心得

今天的实验学习了一种应用广泛的物质分离分析技术。我也惊叹于 这样一种简单的技术自然在很短时间内完成分离。实验过程中也要时刻 保持细心,稍有不慎就会破坏薄极

六、思考题

人分激、萃取、蒸馏、色谱分离、重结晶、过滤等 2、H-NMK、紫外白光谱、环、质谱、层析、沸点及熔点鉴定 3、 有机化合物的鉴定、跟踪反应进程, 分离分析